



Рисунок П1. Стратегия выделения SRP-специфичных Т-клеток.

Популяцию лимфоцитов выделяли на основе прямого (FSC-A) и бокового (SSC-A) рассеивания. Одиночные события выделяли на основе площади и высоты сигнала FSC. Живые клетки выделяли по SSC-H и отсутствию окраски маркером жизнеспособности 7AAD. Т-клетки выделяли по окраске на маркеры CD3 и CD8. SRP-специфичные клетки детектировали по наличию окраски МНС-тетрамером, конъюгированным APC. В качестве контроля (К) специфичности окраски МНС-тетрамером использовали клетки, культивировавшиеся без добавления пептида (SPR-).